

Sachet

Gebrauchsfertiges Desinfektionstuch alkoholhaltig

- ✓ **einzel**n abgepackt
- ✓ **aldehyd-, phenol-, chlor- und alkalifrei**
- ✓ **wirksam gegen Noro-, Rota- und Influenza-A-Viren**
- ✓ **sehr kurze Einwirkzeit von 30 Sek.**



Präparat

Die gebrauchsfertigen Tücher dienen der umfassenden Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Flächen und Gegenständen. Sie sind getränkt mit MediSept rapid, einem gebrauchsfertigen Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis mit Melonenduft. Das Mittel ist frei von Aldehyden, Phenol, Chlor und Alkali.

Aufgrund der erstklassigen Vliesstoffqualität ist eine bestmögliche Wirkstoffabgabe gewährleistet.

Die Tücher sind einzeln abgepackt.

Anwendungsbereiche

Die Desinfektionssachets haben sich in Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen, Rettungswagen sowie in Tattoo-, Piercing- und Kosmetikstudios bewährt. Zudem ist es für den Einsatz in Großküchen und Gemeinschaftseinrichtungen geeignet.

Anwendung

Die zu desinfizierende Fläche wird gleichmäßig und vollständig mit der gebrauchsfertigen Lösung benetzt. Anschließend muss das Mittel einwirken und die desinfizierten Flächen müssen abtrocknen. Die entsprechenden Einwirkzeiten sind unter gleichnamigem Punkt (s.u.) aufgeführt.

Es bilden sich keine Belagrückstände. Bei Acrylglas (Plexiglas) darf das Produkt nicht verwendet werden.

Wirkungsspektrum

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid:

- bakterizid
- fungizid
- tuberkulozid
- begrenzt virusinaktivierend

Einwirkzeit

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid:

Noro-Viren (geringe Belastung)	30 Sek.
Rota-Viren	15 Sek.
HCV, BVDV	15 Sek.
HBV, HIV	5 Min.
Vaccinia	15 Sek.
Begrenzte Viruzidie	15 Sek.
TBC	
(mit Mechanik, hohe Belastung)	30 Sek.
bakterizid	30 Sek.
fungizid	30 Sek.

Stand: 07-2018



WHR GmbH
Am Galgenturm 2
97638 Mellrichstadt

Tel: +49 (0) 9776 7049 10
Fax: +49 (0) 9776 7049 129
Mail: info@whrgmbh.de
www.whrgmbh.de

Sachet

Gebrauchsfertiges Desinfektionstuch alkoholhaltig

Lieferformen

Bezeichnung	Karton	Artikel-Nr.	VPE
Sachet	10 Tücher	SD2018	18 Kartons

Inhaltsstoffe

100 g MediSept rapid enthalten:
50 g Ethanol
0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid
Duft- und Hilfsstoffe

Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Inhalt/Behälter gemäß den nationalen Vorschriften entsorgen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Vor Gebrauch Etikett lesen.

Physikalische Daten

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid:
Form / Farbe: klare, farblose Lösung
pH-Wert: 8

Gutachten

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept rapid:

Hygiene Nord (Dr. Koburger):

- Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien

Prof. Schubert (Hygieniker, Frankfurt):

- Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien

- Gutachten zur Wirksamkeit gegen TBC

Dr. Steinmann (Virologe, Bremen):

- Gutachten zur Wirksamkeit gegen Vaccinia-Viren

- Gutachten zur Wirksamkeit gegen BVDV

- Gutachten zur Wirksamkeit gegen Rota-Viren

- Gutachten zur Wirksamkeit gegen Noro-Viren

- Gutachten zur begrenzten Viruzidie

Prof. Frösner (München):

- Gutachten zur Wirksamkeit gegen HVB (inkl. HIV)

Umweltinformationen

Unsere Produkte werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt.

Stand: 07-2018